

CHROMATOGRAPHIC CONDITIONS:

ASSAY

Column No: 241 Type of Column: Hyperclone BDS C18, 15cm
Column Temp (°C): 15
Detection λ (nm): 254 Injection Vol (μL): 10

Mobile Phase: Composition (% v/v) & Ratios

acn:formic acid:water(55:0.05:45) Flow Rate (mL/min): 0.45
 Pump Pressure (bars): 35-70

DISSOLUTION

Column No: 241 Type of Column: Hyperclone BDS C18, 15cm
Column Temp (°C): 15
Detection λ (nm): 254 Injection Vol (μL): 10

Mobile Phase: Composition (% v/v) & Ratios

BUFFER:ACN:ETHANOL(50:20:30)GRADIENT ELUTION Flow Rate (mL/min): 0.45
 Pump Pressure (bars): 35-70

REFERENCE SUBSTANCES:

NO	Reference Substances/Related Substances	NQCL Code/Batch	Purity (%)
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			