

CHROMATOGRAPHIC CONDITIONS:**ASSAY**

Column No:	<u>152</u>	Type of Column:	<u>Nucleosil C18, 12.5cm , 15cm</u>
Column Temp (°C):	<u>30</u>		
Detection λ (nm):	<u>305</u>	Injection Vol (μL):	<u>20</u>

Mobile Phase: Composition (% v/v) & Ratios

<u>SOLN A:SOLN B(ACN:METHANOL85:15) GRADIENT</u>	Flow Rate (mL/min):	<u>1.2</u>
	Pump Pressure (bars):	<u>150-175</u>

DISSOLUTION

Column No:	<u>152</u>	Type of Column:	<u>Nucleosil C18, 12.5cm , 15cm</u>
Column Temp (°C):	<u>30</u>		
Detection λ (nm):	<u>280</u>	Injection Vol (μL):	<u>20</u>

Mobile Phase: Composition (% v/v) & Ratios

<u>ACN:BUFFER(340:660)</u>	Flow Rate (mL/min):	<u>1</u>
	Pump Pressure (bars):	<u>130-160</u>

REFERENCE SUBSTANCES:

NO	Reference Substances/Related Substances	NQCL Code/Batch	Purity (%)
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			